

# sonicaidTEAM

## - simplicity in fetal monitoring

**Die Sonicaid Team-Reihe wurde speziell für eine unkomplizierte Fetalüberwachung in Zusammenarbeit mit führenden Geburtshelfern entwickelt. Das leichte, kleine und einfach zu bedienende Gerät kann problemlos transportiert und somit im Kreißaal, in der Praxis oder sogar zu Hause eingesetzt werden.**

- Kompakt & leicht
- Zwei getrennte FHR-Skalen gewährleisten klarste Darstellung von zwei Herzfrequenzen bei der Zwillingsüberwachung und verhindern Interpretationsschwierigkeiten bei verschobenen oder überlappenden Kurven
- Schneller Zugriff zu allen wichtigen Funktionen des Bedienermenüs
- Großes beleuchtetes Display mit allen Überwachungsfunktionen auf einem Blick
- Anschlüsse für Modem oder Netzwerke für Zentralüberwachung oder Archivierung
- Das graphische Display zeigt kontinuierlich die aktuellen Kurven an
- Die einzigartige Care Antepartum CTG-Analyseoption gewährleistet objektive Auswertungen der FHR durch alle Mitarbeiter

### Funktionspaket serienmäßig

- 6 Stunden Kurvenspeicherung mit der Möglichkeit eines Schnellausdruckes
- Die Kurven können mit klinischen Kommentaren versehen werden, die als Notizen mittels Knopfdruck abrufbar sind
- Actogramm - automatische Aufzeichnung der Kindsbewegungen

This product complies with the EN 60601-1, UL 2601-1 and CAN/CSA 22.2 NO. 601.1 safety standards. The CE mark indicates that it meets the essential requirements of European Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices. Huntleigh Healthcare operates a quality system certified to ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, and the TickIT Guide Issue 5. Sonicaid, Architrace™, Adapt™ are registered trademarks of Huntleigh Healthcare. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. For the USA the following applies: CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Copyright © 2005 Huntleigh Healthcare. All rights reserved.  
Manufactured by Huntleigh Healthcare, 35 Portmanmoor Road, Cardiff CF24 5HN, UK.



Part number: APL486/02/06/GE

HNE Huntleigh Nesbit Evans Healthcare GmbH  
Ein Unternehmen der Huntleigh  
Technology PLC-Gruppe  
Im Hülsenfeld 19  
40721 Hilden

Telefon.: +49 (0)2103-97-11-0  
Telefax: +49 (0)2103-97-11-80  
e-Mail: [info@hne-healthcare.de](mailto:info@hne-healthcare.de)  
[www.hne-healthcare.de](http://www.hne-healthcare.de)

HNE Huntleigh Healthcare  
Medizinprodukte GmbH Österreich  
Tenschert Straße 12  
A-1230 Wien

Telefon.: +43(0)1-615-2901  
Telefax: +43(0)1-615-2901-10  
e-Mail: [austria@hne-healthcare.com](mailto:austria@hne-healthcare.com)  
[www.huntleigh-healthcare.com](http://www.huntleigh-healthcare.com)



**HNE**  
HEALTHCARE

# sonicaid™ TEAM


DIE KOMPLETTE REIHE EINFACH ZU BEDIENENDER  
FETALMONITORE



**HNE**  
HEALTHCARE

# sonicaidTEAM maximale Flexi

① Kleines kompaktes Design, leicht aufzustellen.



③ Einfacher, schneller Papierwechsel.


① Zwei getrennte FHR-Skalen gewährleisten klarste Darstellung von zwei Herzfrequenzen bei der Zwillingsüberwachung und verhindern Interpretationsschwierigkeiten bei verschobenen oder überlappenden Kurven.

⑩ Die Modelle reichen vom einfachen Antepartum CTG bis zum Intrapartum Zwillings-CTG mit automatischer CTG-Analyse.

⑨ Die optionale Rimkus Telemetrie gibt der Mutter größtmögliche Freiheit.

⑧ Farbkodierte Sonden und Buchsen für einfachsten Anschluss.

⑦ Die Aufzeichnungen können direkt mit klinischen Notizen beschriftet werden.



# Flexibilität – einfache Bedienung

② Kann an die gängigsten geburtshilflichen Managementsysteme angeschlossen werden.



④ Einfachste Bedienung, da viele Funktionen über einen Knopfdruck aktivierbar sind.

⑤ Toko-NullEinstellung auf Knopfdruck.



⑥ Klare und leicht ablesbare Anzeige.



## TEAM

Antepartum CTG

Ideal für die grundlegenden Untersuchungsanforderungen während der Schwangerschaft. Das SonicaidTeam bietet die vielseitige Funktionalität der Team-Baureihe: Ultraschall, externe Wehensonde und Ereignismarkierung bei fetalen Bewegungen.

## TEAM DUO

Antepartum CTG für Zwillinge

Das Team Duo bietet einen zweiten Ultraschallkanal zur genauen Überprüfung der FHR von Zwillingen.

## TEAM DM

Antepartum "Distance Monitoring"

Eine Steigerung der portablen Einsatzmöglichkeiten der leichten Team-Geräte: Team DM ermöglicht die Überwachung der FHR außerhalb des Krankenhauses.

## TEAM IP

Grundlegende Intrapartum Überwachung  
Überwachung der FHR während der Schwangerschaft und Geburt. Team IP ist das ideale, flexible Einstiegsmodell mit fetalem und maternalem EKG plus intrauterinem Drucksensor, ebenso zur Zwillingsüberwachung.



Mit...

## Care and Trend Optionen

Die Care (Antepartum) und Trend (Intrapartum) Analysesoftware garantiert eine objektive CTG-Auswertung durch alle Mitarbeiter und gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit bei schwierigen oder seltenen Kurven.



## Actogramm

Erstellt automatisch Aktivitätsprofile durch genaue Erfassung der fetalen Bewegungen.



## Rinkus Telemetrie

Die Rinkus Telemetrie erlaubt die ambulante, konstante Überwachung der FHR und der Wehentätigkeit, während sich die Schwangere frei bewegen kann. Der Empfänger ist gleichzeitig Ladegerät, so dass der leichte Telemetriesender immer einsatzbereit ist.